

candybabe

A MORE VIBRANT LIFE

USER MANUAL

Choose one:

Dutch English French German Italian Polish Slovak Spanish

www.candybabe.shop



SHINY KEGELS

Item: 1 Silicone Rope, 2 Silver color balls, 2 Golden color & magnetic balls

Material: Medical Grade Silicone+ABS

Specification: Silver color ball: 35MM,39g

Golden color & magnetic balls: 35MM,55g

Silicone rope: 150MM,39g



Instructions for use

For the first time, please use the silver color ball, they are lighter than the golden color and not magnetic thus decreasing the effort:

1. Before use, clean them following our “Maintenance” guidance
2. . Tight well the balls in the rope, then lie on your back and bend your knees, hold the tail end of the rope in your hand, and gently push the ball into the body, keeping the silicone rope exposed. After lying flat, relax and start exercise.
3. Get up gently, you can do squats or take the stairs to strengthen the exercise. The initial use can be 5-10 minutes, and then extend the exercise time after applicability, but do not exceed 30 minutes each time, otherwise the abdominal muscles will soar.
4. After training with a single ball (usually 10-15 days), you can use the double balls, and gradually increase to 30 minutes of training from 10 minutes a day.
5. After each use, clean them following our “Maintenance” guidance.

Principle of gravity: After the vaginal ball is put into the body, under the action of gravity, the ball will slide down, promote the automatic contraction of the muscles, and strengthen the training of the pelvis for a long time to achieve a tightening effect.

Maintenance

1. Correct maintenance product can effectively extend the life of the product.
2. Before and after each use of this product, please clean with warm water and mild soap or professional adult toys cleaner. Hard detergents, disinfectants, acetone or alcohol are NOT recommended to clean your Kegel balls.
3. If it has grooves or lines, be sure to clean these dead corners. You can use a cotton swab or cotton pad to carefully wipe them, but never use a toothbrush or brush to clean them.
4. Rinse all the foam on the toy under running tap water until there is some dryness in the friction. To dry your toy, please use a clean towel or a lint free paper towel (such as facial tissue and paper towel) by pressing lightly (note that you should never use ordinary paper towels to avoid breeding bacteria caused by residual paper scraps).
5. Store in a dust-free place and a cool dry area, to ensure that the product avoids direct sunlight, high temperature and humidity. Keep it out of children’s reach.

Warranty

Manufacturer warrants this device according to EU regulations for a period of 2 years, after the date of original purchase against defects due to faulty workmanship or materials. The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events. Do not take it apart by yourself or by an unauthorized repair

shop, as your warranty will automatically expire.

Attention

1. This product is only suitable for adult use, it is non-contraceptive and not a medical product. The use of the product is strongly discouraged when pregnant. If you have a pacemaker, or if you have had surgery in the area where you want to use the product, consulting a doctor is recommended before using the product. Consult a doctor to get advice on how to use Kegel balls. This product is not suitable for anal sex, please use it for the intended use. Avoid sharing this device with others due to hygiene concerns.
2. Only water based lubricant is recommended to use with this device. Do not use massage oils or hand cream as lubricants for this device, as you will damage its silicone soft touch surface.
3. Please do not mix this product with others. Stop using this device if its tip is chipped or broken or has sharp edges. Stop use immediately if you feel unwell during use.
4. Please do not massage open wounds and throat areas.

Environment

1. To preserve the environment, we minimized the plastic package and used only recycled paper and recycled foam for packaging.
2. Please do not treat this toy as the household waste.
3. Please dispose of the toy and package in an environmental friendly way.

Disclaimer: Users of this device are doing so at their own risk. Neither Voluptas Group nor its retailers are responsible or assume any liability caused by the use of this product. This product doesn't claim to cure any disease or STI.

Candybabe is owned and managed by Voluptas Group, VAT: BG207374173 Address: 68 Rayko Daskalov street, Floor2, Office 8, Plovdiv 4000 Bulgaria. care@cadybabe.shop

This product meets EU safety, health and environmental protection requirements. Made in China

FR

Manuel d'utilisateur

Article : 1 corde en silicone, 2 boules argentées, 2 boules dorées et magnétiques

Matériau : Silicone de qualité médicale+ABS

Spécification : Boule de couleur argentée : 35MM, 39g

Couleur dorée et boules magnétiques : 35MM, 55g

Corde en silicone : 150MM, 39g

Mode d'emploi

Pour la première fois, veuillez utiliser les balles de couleur argentée, elles sont plus légères que les balles de couleur dorée et ne sont pas magnétiques, ce qui diminue l'effort :

1. Avant de les utiliser, nettoyez-les en suivant nos conseils d'entretien.
2. Bien serrer les balles dans la corde, puis s'allonger sur le dos et plier les genoux, tenir l'extrémité de la corde dans la main et pousser doucement la balle dans le corps, en gardant la corde en silicone exposée. Après s'être allongé, se détendre et commencer l'exercice.
3. Levez-vous doucement, vous pouvez faire des squats ou prendre les escaliers pour renforcer l'exercice. L'utilisation initiale peut être de 5 à 10 minutes, puis prolonger le temps d'exercice après l'applicabilité, mais ne pas dépasser 30 minutes à chaque fois, sinon les muscles abdominaux monteront en flèche.
4. Après l'entraînement avec une seule balle (généralement 10 à 15 jours), vous pouvez utiliser les balles doubles et passer progressivement de 10 à 30 minutes d'entraînement par jour.
5. Après chaque utilisation, nettoyez-les en suivant nos conseils d'entretien.

Principe de gravité : Après l'introduction de la boule vaginale dans le corps, sous l'action de la gravité, la boule glisse vers le bas, favorise la contraction automatique des muscles et renforce l'entraînement du bassin pendant une longue période afin d'obtenir un effet de resserrement.

Maintenance

1. Un entretien correct du produit permet de prolonger efficacement sa durée de vie.
2. Avant et après chaque utilisation de ce produit, veuillez le nettoyer avec de l'eau chaude et un savon doux ou un nettoyant professionnel pour jouets d'adultes. Les détergents durs, les désinfectants, l'acétone ou l'alcool ne sont PAS recommandés pour nettoyer les boules de Kegel.
3. S'il présente des rainures ou des lignes, veillez à nettoyer ces angles morts. Vous pouvez utiliser un coton-tige ou un

tampon de coton pour les essuyer soigneusement, mais n'utilisez jamais de brosse à dents ou de brosse pour les nettoyer.

4. Rincez toute la mousse du jouet sous l'eau du robinet jusqu'à ce que la friction soit sèche. Pour sécher votre jouet, utilisez une serviette propre ou une serviette en papier non pelucheuse (comme un mouchoir en papier ou une serviette en papier) en appuyant légèrement (notez que vous ne devez jamais utiliser de serviettes en papier ordinaires pour éviter la prolifération de bactéries causées par les restes de papier).

5. Conservez le produit dans un endroit exempt de poussière et dans un endroit frais et sec, en veillant à ce qu'il ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil, aux températures élevées et à l'humidité. Tenir le produit hors de portée des enfants.

Garantie

Le fabricant garantit cet appareil, conformément à la réglementation de l'UE, pour une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initiale, contre les défauts dus à des vices de fabrication ou de matériaux. La garantie ne s'applique donc pas en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usure ou des événements accidentels. Ne le démontez pas vous-même ou par un atelier de réparation non agréé, car votre garantie expirera automatiquement.

Attention

1. Ce produit convient uniquement à un usage adulte, il n'est pas contraceptif et n'est pas un produit médical. L'utilisation du produit est fortement déconseillée en cas de grossesse. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez subi une intervention chirurgicale dans la zone où vous souhaitez utiliser le produit, il est recommandé de consulter un médecin avant d'utiliser le produit. Consultez un médecin pour obtenir des conseils sur l'utilisation des boules de Kegel. Ce produit ne convient pas aux relations sexuelles anales, veuillez l'utiliser pour l'usage auquel il est destiné. Évitez de partager ce dispositif avec d'autres personnes pour des raisons d'hygiène.

2. Seul un lubrifiant à base d'eau est recommandé pour cet appareil. N'utilisez pas d'huiles de massage ou de crèmes pour les mains comme lubrifiants pour cet appareil, car vous endommageriez sa surface souple en silicone.

3. Ne pas mélanger ce produit avec d'autres. Cessez d'utiliser cet appareil si son extrémité est ébréchée ou cassée ou si elle présente des bords tranchants. Cessez immédiatement d'utiliser ce dispositif si vous vous sentez mal pendant l'utilisation.

4. Ne pas masser les plaies ouvertes et les régions de la gorge.

Environnement

1. Pour préserver l'environnement, nous avons réduit au minimum les emballages en plastique et n'avons utilisé que du papier et de la mousse recyclés pour l'emballage.

2. ne pas traiter ce jouet comme un déchet ménager.

3. éliminer le jouet et l'emballage dans le respect de l'environnement.

Avis de non-responsabilité :

Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs propres risques. Ni le groupe Voluptas ni ses revendeurs ne sont responsables ou n'assument une quelconque responsabilité liée à l'utilisation de ce produit. Ce produit ne prétend pas guérir une maladie ou une MST. Ce produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Fabriqué en Chine.



Bedienungsanleitung

Artikel: 1 Silikonband, 2 silberne Kugeln, 2 goldene magnetische Kugeln

Material: Medizinisches Silikon+ABS

Maße und Gewicht: Silberne Kugeln: 35mm, 39g

Goldene magnetische Kugeln: 35mm, 55g

Silikonband: 150mm, 39g

Gebrauchsanweisung

Wenn Sie zum ersten Mal Liebeskugeln verwenden, nutzen Sie bitte die silberne Kugel. Diese ist leichter als die goldene Kugel und nicht magnetisch, so dass Sie weniger Anstrengung aufbringen müssen:

1. Reinigen Sie die Kugeln vor dem Gebrauch gemäß unserer Anleitung unter dem Punkt "Pflege".

2. Ziehen Sie die Kugeln am Band fest, legen Sie sich dann auf den Rücken und ziehen Sie die Knie an. Halten Sie das Ende des Bandes in der Hand und drücken Sie die Kugel sanft in den Körper, wobei das Silikonband außen bleibt und nicht eingeführt wird. Nachdem Sie sich flach hingelegt haben, entspannen Sie sich und beginnen Sie mit der Übung.

3. Stehen Sie vorsichtig auf. Machen Sie z. B. Kniebeugen oder nehmen Sie die Treppe, um die Übung zu verstärken. Die anfängliche Nutzung sollte 5-10 Minuten betragen. Dann können Sie die Übungszeit nach regelmäßiger Anwendung verlängern, überschreiten Sie jedoch nicht die Dauer von 30 Minuten je Anwendung, um einen Muskelkater im Bauch zu vermeiden.
4. Nach dem Training mit nur einer Kugel (in der Regel nach 10-15 Tagen), können Sie die Doppel-Kugeln verwenden, und sich allmählich von 10 Minuten auf 30 Minuten Training pro Tag steigern.
5. Reinigen Sie die Kugeln nach jedem Gebrauch gemäß unserer Anleitung unter dem Punkt "Pflege".

Schwerkraftprinzip: Nachdem die Liebeskugel in den Körper eingeführt wurde, gleitet sie unter der Wirkung der Schwerkraft nach unten, fördert die automatische Kontraktion der Muskeln und stärkt den Beckenboden langfristig, um einen Stärkungseffekt zu erzielen.

Pflege

1. Eine ordnungsgemäße Pflege des Produkts kann die Lebensdauer effektiv verlängern.
2. Bitte reinigen Sie dieses Produkt vor und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife bzw. mit einem speziellen Reinigungsmittel für Erwachsenenspielzeug. Aggressive Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Aceton oder Alkohol werden NICHT empfohlen, um Ihre Liebeskugeln zu reinigen.
3. Wenn die Kugeln Rillen oder Einkerbungen haben, sollten Sie unbedingt darauf achten, auch diese Stellen zu reinigen. Sie können dafür ein Wattestäbchen oder ein Wattepad verwenden, nutzen Sie jedoch niemals eine Zahnbürste oder eine andere Bürste für die Reinigung.
4. Spülen Sie den gesamten Schaum unter fließendem Leitungswasser vom Spielzeug ab, bis die Oberfläche leicht trocken ist. Zum vollständigen Trocknen des Spielzeugs verwenden Sie bitte ein sauberes Handtuch oder ein fusselfreies Papiertuch (B. ein Kosmetiktuch), indem Sie es leicht andrücken (beachten Sie, dass Sie niemals gewöhnliche Papiertücher verwenden sollten, um die Vermehrung von Bakterien durch Papierreste zu vermeiden).
5. Bewahren Sie das Produkt an einem staubfreien und kühlen sowie trockenen Ort auf, um direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und Feuchtigkeit zu vermeiden. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Garantie

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie gemäß den EU-Vorschriften für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Originalkaufs auf Mängel, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien zurückzuführen sind. Nehmen Sie Ihre Liebeskugeln nicht selbst oder durch eine nicht autorisierte Reparaturfirma auseinander, da Ihre Garantie sonst automatisch erlischt.

Achtung

1. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet, es ist kein Kontrazeptivum und kein medizinisches Produkt. Schwangeren wird dringend von der Verwendung des Produkts abgeraten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben oder in dem Bereich, in dem Sie das Produkt verwenden möchten, operiert wurden, sollten Sie vor der Verwendung des Produkts einen Arzt konsultieren. Dieses Produkt ist nicht für analsex geeignet, bitte verwenden Sie es ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Vermeiden Sie aus hygienischen Gründen die gemeinsame Nutzung des Produkts mit anderen.
2. Es wird empfohlen, nur Gleitmittel auf Wasserbasis mit diesem Produkt zu verwenden. Verwenden Sie für dieses Produkt keine Massageöle oder Handcremes als Gleitmittel, da Sie damit die weiche Silikonoberfläche beschädigen könnten.
3. Bitte nutzen Sie dieses Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Produkten. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Spitze abgesplittert oder gebrochen ist bzw. scharfe Kanten aufweist. Brechen Sie den Gebrauch sofort ab, wenn Sie sich währenddessen unwohl fühlen.
4. Bitte nicht an offenen Wunden und im Rachenbereich verwenden.

Umweltschutz

1. Um die Umwelt zu schonen, haben wir die Plastikverpackung auf ein Minimum reduziert und nur recyceltes Papier sowie recycelten Schaumstoff für die Verpackung verwendet.
2. Bitte behandeln Sie dieses Spielzeug nicht als Hausmüll.
3. Bitte entsorgen Sie das Spielzeug und die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.

Haftungsausschluss:

Die Benutzung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder die Voluptas Group noch ihre Vertriebspartner sind verantwortlich oder übernehmen jegliche Haftung, die durch den Gebrauch dieses Produkts verursacht wird. Dieses Produkt erhebt nicht den Anspruch, Krankheiten oder Geschlechtskrankheiten zu heilen. Dieses Produkt erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Hergestellt in China.



Manuale utente

Articolo: 1 corda in silicone, 2 sfere di colore argento, 2 sfere di colore oro magnetiche

Materiale: silicone di grado medico + ABS

Specifiche: sfere di colore argento: 35 mm, 39 g

sfere di colore oro magnetiche: 35 mm, 55 g

corda in silicone: 150 mm, 39 g

Istruzioni d'uso

Per la prima volta, utilizzare le sfere di colore argento, più leggere di quelle dorate. Inoltre, non sono magnetiche, riducendo così lo sforzo:

1. Prima dell'uso, pulirle seguendo le nostre indicazioni nella sezione "Manutenzione".
2. Stringere bene le sfere nella corda, quindi sdraiarsi sulla schiena e piegare le ginocchia. Tenere in mano l'estremità della corda e spingere delicatamente la sfera nel corpo, mantenendo la corda in silicone esposta. Dopo essersi sdraiati, rilassarsi e iniziare l'esercizio.
3. Alzati dolcemente, puoi fare degli squat o fare le scale per rafforzare l'esercizio. L'utilizzo iniziale può essere di 5-10 minuti, per poi estendere il tempo di esercizio dopo l'applicazione, ma non superare i 30 minuti ogni volta, altrimenti i muscoli addominali subiranno uno sforzo eccessivo.
4. Dopo l'allenamento con una sfera singola (di solito 10-15 giorni), puoi utilizzare le sfere doppie e aumentare gradualmente partendo da 10 minuti fino a 30 minuti di allenamento al giorno.
5. Dopo l'uso, pulirle seguendo le nostre indicazioni nella sezione "Manutenzione".

Principio di gravità: Dopo che la sfera vaginale è stata inserita nel corpo, questa scivolerà verso il basso per azione della gravità. Questo promuove la contrazione automatica dei muscoli e rafforza i muscoli pelvici in modo da ottenere un effetto di restringimento dopo un periodo prolungato.

Manutenzione

1. Una corretta manutenzione del prodotto può effettivamente prolungarne la durata.
2. Prima e dopo ogni utilizzo di questo prodotto, pulire con acqua calda e sapone neutro o con un detergente professionale per giocattoli per adulti. Detergenti aggressivi, disinfettanti, acetone o alcool NON sono consigliati per la pulizia delle sfere kegel.
3. Se il prodotto presenta scanalature o linee, assicurarsi di pulire questi angoli morti. È possibile utilizzare un bastoncino di cotone o un batuffolo di cotone per pulirli con cura, ma non utilizzare mai uno spazzolino da denti o una spazzola per pulirli.
4. Sciacquare tutta la schiuma del prodotto sotto l'acqua corrente del rubinetto fino a quando la superficie inizia a fare attrito. Per asciugare il prodotto, utilizzare un asciugamano pulito o un tovagliolo di carta che non lasci pelucchi (ad esempio un fazzoletto di carta o un asciugamano di carta), premendo leggermente (notare che non si dovrebbero mai utilizzare normali tovaglioli di carta per evitare la proliferazione di batteri causati da residui di carta).
5. Conservare il prodotto in un luogo privo di polvere e in un'area fresca e asciutta, evitando la luce solare diretta, le alte temperature e l'umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Garanzia

Il produttore garantisce questo prodotto in base alle normative UE per un periodo di 2 anni, a partire dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia non si applica quindi in caso di danni causati da uso improprio, usura o eventi accidentali. Non smontare il vibratore da soli o in un centro di riparazione non autorizzato, perché la garanzia scadrà automaticamente.

Attenzione

1. Questo prodotto è adatto solo all'uso da parte di adulti, non è contraccettivo e non è un prodotto medico. L'uso del prodotto è fortemente sconsigliato in caso di gravidanza. Se si dispone di un pacemaker o se si è stati sottoposti a un intervento chirurgico nella zona in cui si desidera utilizzare il prodotto, si raccomanda di consultare un medico prima di utilizzare il prodotto. Consultare un medico per consigli su come adoperare le sfere kegel. Questo prodotto non è adatto al sesso anale; utilizzarlo per l'uso previsto. Evitare di condividere il prodotto con altre persone per motivi di igiene.
2. Si consiglia di utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua con questo prodotto. Non utilizzare oli per massaggi o creme per le mani come lubrificanti per questo prodotto, per non danneggiare la sua superficie in silicone morbido.
3. Non mischiare questo prodotto con altri. Interrompere l'uso del prodotto se la punta è scheggiata, rotta o presenta bordi

taglienti. Interrompere immediatamente l'uso se ci si sente male durante l'uso.

4. Non massaggiare le ferite aperte e le zone della gola.

Ambiente

1. Al fine di preservare l'ambiente, abbiamo ridotto al minimo le confezioni di plastica e utilizzato solo carta e gommapiuma riciclata per l'imballaggio.

2. Non trattare questo oggetto come un rifiuto domestico.

3. Smaltire il prodotto e la confezione nel rispetto dell'ambiente.

Avvertenza:

Gli utilizzatori del prodotto accettano di farlo a proprio rischio e pericolo.

Né il Gruppo Voluptas né i suoi rivenditori sono responsabili o si assumono qualsiasi responsabilità causata dall'uso di questo prodotto. Questo prodotto non ha la pretesa di curare alcuna malattia o IST.

Questo prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale dell'UE. Prodotto in Cina.

PL

Instrukcja obsługi

Skład: 1 Silikonowy sznurek, 2 srebrne kulki, 2 złote kulki magnetyczne

Materiał: Silikon medyczny + ABS

Specyfikacja: Srebrna kulka: 35MM, 39g

Kolor złoty & magnetyczne kulki: 35MM,55g

Silikonowy sznurek: 150MM, 39g

Instrukcja obsługi

Za pierwszym razem najlepiej użyć srebrnej kulki, ponieważ jest ona lżejsza niż złote i nie jest magnetyczna, co zmniejsza obciążenie:

1. Przed użyciem należy je wyczyścić zgodnie z naszymi wskazówkami w sekcji "Utrzymanie".
2. Dokładnie zamocuj kulki do sznurka, połóż się na plecach i ugnij kolana, przytrzymaj tylny koniec sznurka w dłoni i delikatnie wsuń kulkę wewnątrz, utrzymując silikonowy sznurek na zewnątrz. Po ułożeniu się w pozycji leżącej, rozluźnij się i rozpocznij ćwiczenia.
3. Podnieś się delikatnie, możesz robić przysiady lub wejść po schodach, aby polepszyć ćwiczenie. Pierwsze użycie może trwać około 5-10 minut, a następnie można przedłużać czas ćwiczeń po ich zakończeniu, ale nie powinno się przekraczać 30 minut za każdym razem, w przeciwnym razie mięśnie brzucha będą obolałe.
4. Po ćwiczeniu z jedną kulką (zazwyczaj po 10-15 dniach), można zacząć używać podwójnych kulek i stopniowo przedłużać trening od 10 do 30 minut na dzień.
5. Po każdym użyciu należy je wyczyścić zgodnie z naszymi wskazówkami w sekcji "Utrzymanie".

Prawo ciężkości: Po tym jak kulka waginalna zostaje umieszczona wewnątrz, pod wpływem grawitacji, zsunie się ona na dół powodując automatycznie skurcze mięśni i wspomagając trening miednicy przez długi okres, osiągając tym samym efekt ujędrnienia.

Utrzymanie

1. Poprawne utrzymanie produktu może znacznie wydłużyć jego żywotność.
2. Przed i po każdym użyciu należy oczyścić produkt ciepłą wodą z mydłem lub profesjonalnym środkiem do czyszczenia zabawek dla dorosłych. Silne detergenty, środki dezynfekujące, aceton lub alkohol NIE są odpowiednimi środkami czyszczącymi do Kulek Kegla.
3. Jeżeli produkt posiada wgłębienia lub linie, należy je również dokładnie wyczyścić. Można użyć patyczka kosmetycznego lub wacika i delikatnie je wytrzeć, ale nigdy nie należy używać szczoteczki do zębów lub szczotki.
4. Pod bieżącą wodą spłucz pianę z zabawki, tak, aby powierzchnia była czysta. W celu wysuszenia zabawki należy użyć czystego ręcznika lub bezpyłowych ręczników papierowych (takich jak chusteczka do twarzy lub ręcznik papierowy) delikatnie przyciskając (nie powinno się używać zwykłych ręczników papierowych, żeby uniknąć rozmnażania się bakterii spowodowanych przez resztki papieru).
5. Należy przechowywać w niekurzącym się i suchym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur i wilgotności. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja

Zgodnie z przepisami UE producent udziela gwarancji na ten produkt na okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu na

wypadek usterek spowodowanych wadliwym wykonaniem lub materiałami. Gwarancja ta nie przysługuje zatem w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem, zużyciem lub z powodu wypadku. Nie rozkładaj samodzielnie wibratora na części ani w nieautoryzowanych punktach napraw, ponieważ skutkuje to natychmiastowym wygaśnięciem gwarancji.

Uwaga

1. Ten produkt nadaje się wyłącznie dla dorosłych i nie jest produktem antykoncepcyjnym ani medycznym. Stanowczo odradza się korzystania z produktu w trakcie ciąży. Jeśli posiadasz rozrusznik lub jesteś po operacji w miejscu, w którym chcesz używać produktu, zaleca się skonsultowanie tego z lekarzem. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać informacje na temat korzystania z Kulek Kegla. Ten produkt nie jest przeznaczony do seksu analnego, należy korzystać z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. Ze względów higienicznych, nie powinno się dzielić tego urządzenia z innymi.
2. Jedynie lubrykanty na bazie wody są zalecane do użytku tego produktu. Nie używaj olejków do masażu lub kremu do rąk jako lubrykantów, ponieważ mogą one zniszczyć silikonową i delikatną w dotyku powierzchnię.
3. Nie należy łączyć części tego urządzenia z innymi. Zaprzestań stosowania tego urządzenia, jeżeli jego czubek jest ukruszony, złamany lub ma ostre końce. Zaprzestań stosowania natychmiast, jeśli czujesz dyskomfort w trakcie używania.
4. Nie należy masować ran otwartych ani okolic gardła.

Środowisko

1. Aby chronić środowisko, zredukowaliśmy opakowania plastikowe i stosujemy wyłącznie papier i piankę pochodzące z recyklingu.
2. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami z gospodarstw domowych.
3. Prosimy, aby pozbyć się zabawki i opakowania w przyjazny dla środowiska sposób.

Ogłoszenie:

Osoby korzystające z tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Ani Voluptas Group, ani sprzedawcy detaliczni nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowanie tego produktu. Ten produkt nie ma potwierdzenia w leczeniu jakiegokolwiek choroby lub STI (infekcje przenoszone drogą płciową). Ten produkt spełnia wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Wyprodukowano w Chinach.



Manual de Usuario

Artículo: 1 cuerda de silicona, 2 bolas de color plateado, 2 bolas magnéticas de color dorado

Material: silicona de grado médico + ABS

Especificación: Bola de color plateado: 35 MM, 39 g

Color dorado y bolas magnéticas: 35MM,55g

Cuerda de silicona: 150MM,39g

Instrucciones de Uso

Por primera vez, utilice la bola de color plateado, son más claras que las de color dorado y no magnéticas, lo que disminuye el esfuerzo:

1. Antes de usar, límpielos siguiendo nuestra guía de "Mantenimiento"
- 2.. Apriete bien las bolas en la cuerda, luego acuéstese boca arriba y doble las rodillas, sostenga el extremo de la cuerda en la mano y empuje suavemente la bola hacia el cuerpo, manteniendo la cuerda de silicona expuesta. Después de acostarse, relájese y comience a hacer ejercicio.
3. Levántate suavemente, puedes hacer sentadillas o subir las escaleras para fortalecer el ejercicio. El uso inicial puede ser de 5 a 10 minutos, y luego extender el tiempo de ejercicio después de la aplicabilidad, pero no exceda los 30 minutos cada vez, de lo contrario, los músculos abdominales se dispararán.
4. Después de entrenar con una sola pelota (generalmente de 10 a 15 días), puede usar las pelotas dobles y aumentar gradualmente a 30 minutos de entrenamiento de 10 minutos al día.
5. Después de cada uso, límpielos siguiendo nuestra guía de "Mantenimiento".

Principio de gravedad: Después de colocar la bola vaginal en el cuerpo, bajo la acción de la gravedad, la bola se deslizará hacia abajo, promoverá la contracción automática de los músculos y fortalecerá el entrenamiento de la pelvis durante mucho tiempo para lograr un efecto de ajuste.

Mantenimiento

1. El mantenimiento correcto puede extender efectivamente la vida útil del producto.
2. Antes y después de cada uso de este producto, limpie con agua tibia y jabón suave o un limpiador profesional de juguetes para adultos. NO se recomiendan detergentes duros, desinfectantes, acetona o alcohol para limpiar las bolas de Kegel.
3. Si tiene ranuras o líneas, asegúrese de limpiar estas esquinas muertas. Puede usar un bastoncillo de algodón o una almohadilla de algodón para limpiarlos con cuidado, pero nunca use un cepillo de dientes o un cepillo para limpiarlos.
4. Enjuague toda la espuma del juguete con agua corriente del grifo hasta que haya algo de sequedad en la fricción. Para secar su juguete, use una toalla limpia o una toalla de papel sin pelusa (como un pañuelo facial y una toalla de papel) presionando ligeramente (tenga en cuenta que nunca debe usar toallas de papel comunes para evitar la reproducción de bacterias causadas por restos de papel).
5. Almacénelo en un lugar sin polvo y en un área fresca y seca, para garantizar que el producto evite la luz solar directa, las altas temperaturas y la humedad. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Garantía

El fabricante garantiza este dispositivo de acuerdo con las regulaciones de la UE por un período de 2 años, después de la fecha de compra original, contra defectos debidos a defectos de fabricación o materiales. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños causados por uso inadecuado, desgaste o eventos accidentales. No lo desmonte usted mismo o por un taller de reparación no autorizado, ya que su garantía caducará automáticamente.

Atención

1. Este producto solo es adecuado para uso en adultos, no es anticonceptivo ni es un producto médico. Se desaconseja encarecidamente el uso del producto durante el embarazo. Si tiene un marcapasos, o si ha tenido una cirugía en el área donde desea usar el producto, se recomienda consultar a un médico antes de usar el producto. Consulte a un médico para obtener consejos sobre cómo usar las bolas de Kegel. Este producto no es adecuado para el sexo anal, utilícelo para el uso previsto. Evite compartir este dispositivo con otras personas por motivos de higiene.
2. Solo se recomienda usar lubricante a base de agua con este dispositivo. No utilice aceites de masaje o crema de manos como lubricantes para este dispositivo, ya que dañará su superficie de silicona suave al tacto.
3. No mezcle este producto con otros. Deje de usar este dispositivo si la punta está astillada, rota o tiene bordes afilados. Deje de usarlo inmediatamente si no se siente bien durante el uso.
4. Por favor, no masajee las heridas abiertas y las áreas de la garganta.

Medioambiente

1. Para preservar el medio ambiente, minimizamos el empaque de plástico y usamos solo papel reciclado y espuma reciclada para el empaque.
2. No trate este juguete como un desecho doméstico.
3. Deseche el juguete y el paquete de manera respetuosa con el medio ambiente.

Aviso Legal:

Los usuarios de este dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo. Ni el Grupo Voluptas ni sus distribuidores son responsables ni asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Este producto no pretende curar ninguna enfermedad o ITS. Este producto cumple los requisitos de la UE en materia de seguridad, salud y protección del medio ambiente. Fabricado en China.



Gebruikshandleiding

Onderdelen: 1 silicone touw, 2 zilverkleurige ballen, 2 goudkleurige & magnetsche ballen

Materiaal: Medical grade silicone + ABS

Technische specificaties: Zilverkleurige ballen: 35MM, 39g

Goudkleurige & magnetische ballen: 35MM, 55g

Silicone touw: 150MM, 39g

Instructies

Bij de eerste gebruiksbeurt wordt het aangeraden de zilverkleurige ballen te gebruiken, want deze zijn lichter dan de gouden en zijn niet magnetisch, waardoor er minder spanning is.

1. Reinig de items alvorens gebruik aan de hand van onze "Onderhoud" instructies.

2. Bevestig de ballen stevig aan het touw, ga op je rug liggen en buig je knieën. Houd het uiteinde van het touw in je hand en duw de bal voorzichtig in je lijf, waarbij het siliconen touw zichtbaar blijft. Ontspan en oefen verder. Na een poosje zou je plat moeten kunnen liggen terwijl je het gebruikt.
3. Sta voorzichtig op. Je kunt squats doen of de trap nemen om het effect te versterken. Bij het eerste gebruik kun je 5-10 minuten nemen, waarna je dit verlengt. Doe het echter niet langer dan 30 minuten per keer, anders zullen de buikspieren pijn doen.
4. Na het trainen met één bal (waar meestal 10-15 dagen voor nodig is), kun je dubbele ballen gebruiken en de trainingsduur van 10 minuten per dag geleidelijk verhogen tot 30 minuten.
5. Reinig ze na elk gebruik volgens onze "Onderhoud" instructies.

Principe van zwaartekracht: Zodra de vaginale bal in het lichaam is gestopt, zal de bal door de zwaartekracht naar beneden schuiven, waardoor de spieren automatisch worden aangespannen. Verhoog de trainingsintensiteit van de bekken om een strak effect te verkrijgen.

Onderhoud

1. Het juiste onderhoud van het product kan de levensduur van het product verlengen.
2. Reinig het product voor en na elk gebruik met warm water en milde zeep of een speciale reiniger voor seksspeeltjes. Let op de oplaadopening en laat tijdens het reinigen geen water naar binnen lopen. Om kortsluiting te voorkomen, mag het product niet in vloeistof worden ondergedompeld. Het wordt AFGERADEN om harde reinigingsmiddelen, desinfecterende middelen, aceton of alcohol te gebruiken om het apparaat schoon te maken.
3. Als de vibrator groeven of lijnen bevat, zorg er dan voor dat je deze moeilijk bereikbare hoeken goed schoonmaakt. Je kunt een wattenstaafje of watje gebruiken om ze voorzichtig af te vegen, maar gebruik nooit een tandenborstel of borstel.
4. Spoel al het schuim van het speeltje onder stromend kraanwater totdat er enige droogheid ontstaat. Om je speeltje te drogen, gebruik je een schone handdoek of een pluisvrij papieren doekje (zoals een tissue of keukenrol) door voorzichtig te deppen (let op dat je nooit normale papieren doekjes gebruikt – dit is om bacteriegroei door achtergebleven papiersnippers te voorkomen).
5. Opbergen op een stofvrije plek en in een koele, droge omgeving, om ervoor te zorgen dat het product niet in contact komt met direct zonlicht, hoge temperaturen en vocht. Buiten het bereik van kinderen houden.

Garantie

De fabrikant verleent garantie op dit apparaat volgens de EU-regelgeving gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Deze garantie is geldig voor defecten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materialen. De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, slijtage of ongelukken. Haal je vibrator niet zelf uit elkaar en laat dit niet doen door een niet-geautoriseerde reparatiewinkel, aangezien je garantie dan automatisch vervalt.

Mededelingen

1. Dit product is alleen geschikt voor volwassenen. Het is geen anticonceptiemiddel en geen medisch product. Het gebruik van het product wordt sterk afgeraden tijdens de zwangerschap. Als je een pacemaker hebt of als je een operatie hebt gehad op de plek waar je het product wilt gebruiken, wordt het aanbevolen om alvorens gebruik een arts te raadplegen. Dit product is niet geschikt voor anale seks. Je dient het voor het beoogde doel te gebruiken. Uit hygiënisch oogpunt moet je dit apparaat niet met anderen delen.
2. Glijmiddel op waterbasis is het enige dat wordt aanbevolen om met dit apparaat te gebruiken. Gebruik geen massageolie of handcrème voor dit apparaat, want hiermee kun je het zachte siliconen oppervlak beschadigen.
3. Overmatig langdurig gebruik van de vibrator kan slijtage van de elektrische onderdelen veroorzaken, evenals oververhitting. Als de vibrator oververhit raakt, schakel deze dan onmiddellijk uit en laat hem afkoelen voordat je hem opnieuw gebruikt. Gebruik het product niet als je ongebruikelijke verwarming of mechanische schade opmerkt (verkleuring, ander uiterlijk, vervorming). In geval van brand, blus het dan niet met water, maar gebruik bakpoeder of een brandblusser die geschikt is voor elektrische branden.
4. Gebruik dit product niet in combinatie met andere producten. Stop met het gebruik van dit apparaat als de punt beschadigd of gebroken is of scherpe randen heeft. Stop onmiddellijk met het gebruik als je je tijdens het gebruik onwel voelt.
5. Niet gebruiken op verwondingen of in de keel.
6. Dit product bevat gevoelige elektronische onderdelen. Als de batterij eruit valt of wordt verbrand, doorboord of ingedrukt, kan deze beschadigd raken. Als je vermoedt dat de batterij beschadigd is, stop dan met het gebruik, want dit

kan oververhitting of verwondingen veroorzaken.

Omgeving

1. Om een goed milieu in stand te houden, hebben we het plastic verpakkingsmateriaal tot een minimum beperkt en gebruiken we als verpakking uitsluitend gerecycled papier en gerecycled schuim.
2. Gooi dit speeltje niet weg als huishoudelijk afval.
3. Deponeer het speeltje en de verpakking op een milieuvriendelijke manier.

Disclaimer:

Gebruikers van dit apparaat bedienen het op eigen risico. Noch Voluptas Group, noch haar verkopers zijn verantwoordelijk of aanvaardt enige aansprakelijkheid die voortvloeit door het gebruik van dit product. Er wordt niet beweerd dat dit product een ziekte of SOA kan genezen. Dit product voldoet aan de EU-vereisten voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Gemaakt in China.

SK

Návod na použitie

Položka: 1 silikónové lanko, 2 strieborné guľôčky, 2 zlaté a magnetické guľôčky

Materiál: Medicínsky silikón + ABS

Špecifikácia: Guľôčka striebornej farby: 35MM, 39g

Zlatá farba a magnetické guľôčka: 35MM, 55g

Silikónové lanko: 150MM, 39g

Návod na používanie

Po prvýkrát použijete jednu guľôčku:

1. Pred použitím ich vyčistite podľa našich pokynov „Údržba“.
2. Najprv použijete jednu guľôčku. Lahnite si na chrbát a ohnite kolená, držte koniec guľôčky v ruke a jemne zatlačte guľôčku do tela, pričom silikónové lanko držte odkryté. Po aplikácii sa uvoľnite a začnite cvičiť.
3. Jemne vstaňte, na posilnenie cviku môžete robiť drepy alebo ísť po schodoch. Počiatočné použitie môže byť 5-10 minút a potom po aplikácii predĺžte čas cvičenia, ale nikdy nepresiahnite 30 minút, inak budú brušné svaly príliš namáhané.
4. Po tréningu s jednou guľôčkou (zvyčajne 10-15 dní) môžete použiť dve guľôčky a postupne zvyšovať na 30 minút tréningu z 10 minút denne.
5. Po každom použití ich umyte podľa našich pokynov „Údržba“.

Princíp gravitácie: Po vložení vaginálnej guľôčky do tela pôsobením gravitácie loptička sklúzne dolu, podporuje automatickú kontrakciu svalov a posilní svaly panvy na dlhú dobu, aby sa dosiahol sťahujúci účinok.

Údržba

1. Správna údržba produktu môže efektívne predĺžiť životnosť produktu.
2. Pred a po každom použití tohto výrobku ho očistite teplou vodou a jemným mydlom alebo profesionálnym čističom na hračky pre dospelých. Dávajte pozor na nabíjaci otvor, neponárajte ho počas procesu čistenia do vody. Výrobok nemôže byť namočený vo vode, spôsobilo by to skrat. Abrázívne čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, acetón alebo alkohol sa NEODPORÚČAJÚ na čistenie vášho výrobku.
3. Ak má vibrátor drážky alebo čiarky, nezabudnite vyčistiť aj tieto. Na ich starostlivé utretie môžete použiť vatový tampón alebo vatovú tyčinku, na ich čistenie nikdy nepoužívajte zubnú kefku alebo kefku na čistenie.
4. Oplachujte všetku penu na hračke pod tečúcou vodou z vodovodu, až kým nepocítite určité trenie. Na vysušenie hračky použijete čistú utierku alebo papierovú utierku, ktorá nepúšťa vlákna (ako je obrúsok na tvár a papierová utierka) a sušte miernym pritlačením (všimnite si, že by ste nikdy nemali používať bežné papierové utierky, aby ste sa vyhli množeniu baktérií spôsobených zvyškovými útržkami papiera).
5. Skladujte na suchom mieste bez prítomnosti prachu, čím zabezpečíte, že výrobok nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote a vlhkosti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Záruka

Výrobca poskytuje na tento výrobok podľa predpisov EÚ záruku po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu a to na chyby, spôsobené chybným spracovaním alebo materiálom. Záruka sa preto nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, opotrebovaním alebo náhodnými udalosťami. Nerozoberajte váš vibrátor sami alebo v neautorizovanej opravovni, pretože vaša záruka automaticky zaniká.

Pozor!

1. Tento produkt je vhodný len na použitie pre dospelých, nie je antikoncepčný a nie je medicínskym produktom.

Používanie produktu sa dôrazne neodporúča počas tehotenstva. Ak máte kardiostimulátor alebo ste podstúpili operáciu v oblasti, kde chcete výrobok používať, pred použitím výrobku sa odporúča túto skutočnosť konzultovať s lekárom. Z hygienických dôvodov toto zariadenie nezdieľajte s ostatnými.

2. S týmto výrobkom sa odporúča používať iba lubrikant na vodnej báze. Nepoužívajte masážne oleje alebo krémy na ruky ako lubrikanty pre tento výrobok, pretože by ste poškodili jeho silikónový povrch, jemný na dotyk.

3. Príliš dlhé používanie vibrátora môže okrem prehriatia spôsobiť aj opotrebovanie elektrických častí. Ak k tomu dôjde a vibrátor sa prehreje, ihneď ho vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť. Výrobok nepoužívajte, ak spozorujete nezvyčajné zahrievanie alebo mechanické poškodenie (zmena farby, nezvyčajný vzhľad, deformácia). V prípade požiaru nehaste vodou, ale hasiacim prístrojom určeným na elektrické požiare či sódou bikarbónou.

4. Prosím, neprepájajte tento výrobok s inými. Prestaňte toto zariadenie používať, ak je jeho hrot odlomený alebo zlomený, prípadne má ostré hrany. Okamžite prestaňte používať, ak sa počas používania necítite dobre.

5. Prosím, nemasírujte výrobkom otvorené rany a oblasť hrdla.

6. Výrobok pri prevádzke obsahuje citlivé elektronické komponenty. Ak batéria spadne, spáli, prepichne sa alebo stlačí, môže sa poškodiť. Ak máte podozrenie, že je batéria výrobku poškodená, prestaňte ju používať, pretože môže spôsobiť prehriatie alebo zranenie.

Životné prostredie

1. V záujme ochrany životného prostredia sme minimalizovali plastový obal a na balenie sme použili iba recyklovaný papier a recyklovanú penu.

2. Nenakladajte s touto hračkou ako s domovým odpadom.

3. Hračku a obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

Používatelia tohto výrobku tak robia na vlastné riziko. Ani skupina Voluptas, ani jej predajcovia nenesú zodpovednosť, ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené používaním tohto výrobku. Tento produkt netvrdí, že lieči akúkoľvek chorobu alebo sexuálne prenosnú chorobu.

Candybabe vlastní a spravuje Voluptas Group, IČ DPH: BG207374173 Adresa: 68 Rayko Daskalov street, Floor 2, Office 8, Plovdiv 4000 Bulgaria. care@cadybabe.shop

Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. Vyrobené v Číne